

## Symbolbeschrijvingen: Nederlands

	Duidt in dit document op omstandigheden of praktijken die kunnen leiden tot ziekte, letsel of overlijden ("WAARSCHUWING").
	Duidt in dit document op omstandigheden of praktijken die de apparatuur of andere eigendommen kunnen beschadigen ("AANDACHTSPUNT").
	Raadpleeg de gebruiksaanwijzing
	Niet opnieuw gebruiken, apparaat voor eenmalig gebruik
	Niet opnieuw steriliseren
	Catalogusnummer
	Partijnummer
	Houdbaarheidsdatum
	Fabricagedatum
	Aantal
	Contactgegevens fabrikant
	Niet gemaakt met natuurrubberlatex
	Breekbaar
	Temperatuurlimit
	Luchtvochtigheidsbeperking
	Voor professioneel gebruik
	Niet gebruiken als de verpakking is beschadigd
	Gesteriliseerd met ethyleenoxide (alleen van toepassing op versies die op de verpakking als steriel zijn gemarkeerd)
	TYPE BF-APPARAAT

### Instructies voor gebruik

De verlichte wondspeder voor eenmalig gebruik is geïndiceerd voor gebruik tijdens chirurgische ingrepen om het zachte weefsel nog beter open te spreken.

### ⚠️ Waarschuwingen en aandachtspunten

**WAARSCHUWING:** Inspecteer elk apparaat voor gebruik op schade  
**WAARSCHUWING:** Tijdens het transport of in de opslag kan het apparaat buiten de wil van de fabrikant of de leverancier beschadigd raken.  
**WAARSCHUWING:** Gebruik het apparaat nooit met laserapparatuur.  
**WAARSCHUWING:** Laat geleidende instrumenten geen contact maken met LED's.  
**WAARSCHUWING:** Behandel gebruikte apparaten als biologisch gevaarlijk, besmettelijk materiaal. Gooi het gebruikte apparaat weg in een geschikte wegwerpverpakking of overeenkomstig de lokale voorschriften.  
**WAARSCHUWING:** Apparaten zijn niet verenigbaar met gammastraling of het steriliseren in een autoclaaf en mogen niet geen enkele methode opnieuw worden gesteriliseerd.  
**WAARSCHUWING:** Dit apparaat mag op geen enkele wijze worden gewijzigd.

**WAARSCHUWING - Risico van hergebruik:**  
De sterkte van het apparaat kan ernstig worden aangetast en het daaruit voortvloeiende risico voor de patiënt en/of de gebruiker is onbekend. Het lampje functioneert wellicht niet goed.

**WAARSCHUWING:** Gebruik van dit apparaat direct naast of boven op andere apparatuur dient te worden vermeden, omdat dit kan leiden tot slecht functioneren. Indien dit toch nodig is, dienen zowel het apparaat als de andere apparatuur te worden geobserveerd om er zeker van te zijn dat ze normaal functioneren.

- ⚠️ AANDACHTSPUNT:** Alleen te gebruiken door getraind personeel.
- ⚠️ AANDACHTSPUNT:** Volgens de Amerikaanse federale wetgeving is verkoop van dit apparaat uitsluitend toegestaan door of op voorschrift van een arts.
- AANDACHTSPUNT:** Draagbare RF-communicatie apparatuur (inclusief randapparatuur, zoals antennekabels en externe antennes) mag niet dichterbij dan 30 cm van elk onderdeel van de ONETRAC gehouden worden, inclusief de door de fabrikant gespecificeerde kabels. Anders kan dit leiden tot verminderde prestatie van dit apparaat.
- AANDACHTSPUNT:** Elektromagnetische storingen kunnen onwarmeembare fluctuaties veroorzaken in de intensiteit van de ledlamp.

### Garantie

Bezoek voor informatie over de garantievoorwaarden de pagina "Terms and Conditions" op de website [www.obpmedical.com](http://www.obpmedical.com).  
OBP Medical moet onmiddellijk telefonisch of per e-mail op de hoogte worden gebracht van eventuele defecte apparaten.

## Descripción de los símbolos: Español

	En este documento, indica las condiciones o prácticas que pueden provocar enfermedades, lesiones o la muerte ("ADVERTENCIA").
	En este documento, indica las condiciones o prácticas que pueden provocar daños en los equipos u otros objetos ("PRECAUCIÓN").
	Consulte las instrucciones de uso
	No volver a utilizar; dispositivo de un solo uso
	No volver a esterilizar
	Número de referencia
	Número de lote
	Fecha de caducidad
	Fecha de fabricación
	Cantidad
	Información de contacto del fabricante
	No está fabricado con látex de caucho natural
	Frágil
	Límite de temperatura
	Limitación de humedad
	Para uso profesional
	No utilizar si el envase está dañado
	Esterilizado con óxido de etileno (válido únicamente para versiones marcadas como estériles en el envase)
	PARTE APLICADA TIPO BF

### Indicaciones de uso

El separador con iluminación de un solo uso está indicado para separar el tejido blanco a fin de mejorar la exposición durante procedimientos quirúrgicos.

### ⚠️ Advertencias y precauciones

**ADVERTENCIA:** Inspeccione cada dispositivo para comprobar si presenta daños antes de su uso  
**ADVERTENCIA:** Durante su transporte o almacenamiento, el dispositivo puede sufrir daños que escapen al control del fabricante o proveedor.  
**ADVERTENCIA:** No utilice nunca el dispositivo con equipos láser.  
**ADVERTENCIA:** No deje que los instrumentos conductores entren en contacto con los LEDs.  
**ADVERTENCIA:** Considere los dispositivos usados como material infeccioso con peligro biológico. Elimine el dispositivo usado en una unidad de eliminación de residuos adecuada o de acuerdo con la normativa local.  
**ADVERTENCIA:** Los dispositivos no son compatibles con la radiación gamma ni la esterilización en autoclave, y no deben volver a esterilizarse nunca mediante ningún método.  
**ADVERTENCIA:** Está prohibida la modificación de este equipo.  
**ADVERTENCIA:** Riesgo de reutilización.  
La resistencia del dispositivo puede disminuir considerablemente y se desconoce el riesgo derivado para el paciente o el usuario.  
Es posible que la luz no funcione correctamente.  
**ADVERTENCIA:** Debe evitarse el uso de este equipo al lado o encima de otros equipos porque podría dar lugar a un funcionamiento incorrecto. Si este uso es necesario, deberán observarse este y el otro equipo para comprobar que estén funcionando con normalidad.  
**PRECAUCIÓN:** Utilícelo únicamente por personal formado.  
**PRECAUCIÓN:** La ley federal de EE. UU. permite la venta de este dispositivo exclusivamente a médicos o bajo prescripción facultativa.  
**PRECAUCIÓN:** Los equipos portátiles de comunicación por radiofrecuencia (incluidos periféricos como cables de antena y antenas externas) no deben usarse a una distancia inferior a 30 cm (12 pulgadas) de cualquier parte de ONETRAC, incluidos los cables especificados por el fabricante. De lo contrario, puede degradarse el rendimiento de este equipo.  
**PRECAUCIÓN:** Las perturbaciones electromagnéticas pueden crear oscilaciones imperceptibles en la intensidad de la fuente de luz led.

### Garantía

Visite la página "Términos y Condiciones" de [www.obpmedical.com](http://www.obpmedical.com) para obtener información sobre la garantía.  
Se deberá informar de inmediato a OBP Medical por teléfono o correo electrónico de las unidades defectuosas.

## Symbolbeschreibungen: German

	Weist in diesem Dokument auf Bedingungen oder Vorgehensweisen hin, die Krankheiten, Verletzungen oder Tod zur Folge haben könnten („WARNUNG“).
	Weist in diesem Dokument auf Bedingungen oder Vorgehensweisen hin, die Schäden am Gerät oder andere Sachschäden verursachen könnten („VORSICHT“).
	Gebruiksaanwijzing beachten
	Nicht erneut verwenden, nur für einmalige Verwendung
	Nicht erneut sterilisieren
	Katalognummer
	Chargennummer
	Ablaufdatum
	Herstellungsdatum
	Menge
	Kontaktinformationen des Herstellers
	Enthält keinerlei Naturlatex
	Zerbrechlich
	Temperaturbeschränkungen
	Feuchtigkeitsbeschränkungen
	Verwendung nur durch ausgebildete Fachkräfte
	Nicht verwenden, wenn die Packung beschädigt ist
	Zur Sterilisation wurde Ethylenoxid verwendet (gilt nur für Versionen, die auf der Packung als steril gekennzeichnet sind)
	ANWENDUNGSTEIL VOM TYP BF

### Gebrauchsanweisung

Das für die einmalige Verwendung bestimmte Spreizsystem mit integrierter Beleuchtung dient dazu, Weichgewebe zu spreizen, um die Behandlungsfläche bei chirurgischen Eingriffen zu erweitern.

### ⚠️ Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen

**WARNUNG:** Untersuchen Sie jedes Gerät vor der Verwendung auf Schäden.  
**WARNUNG:** Während des Transports oder der Lagerung können Schäden am Gerät entstehen, die sich der Kontrolle des Herstellers oder Lieferanten entziehen.  
**WARNUNG:** Das Gerät darf nie in Verbindung mit Lasern verwendet werden.  
**WARNUNG:** Leitende Instrumente dürfen nicht mit den LEDs in Kontakt kommen.  
**WARNUNG:** Benutzte Geräte sind als biologisch gefährliche, infektiöse Materialien einzustufen. Entsorgen Sie das genutzte Gerät in einem angemessenen Entsorgungsbehälter oder gemäß den lokalen Bestimmungen.  
**WARNUNG:** Die Geräte dürfen nicht mit Gammastrahlen behandelt oder im Autoclaven sterilisiert werden. Unter keinen Umständen dürfen die Geräte erneut sterilisiert werden.  
**WARNUNG:** Es ist nicht erlaubt, Änderungen an diesem Gerät vorzunehmen.  
**WARNUNG - Risiko bei erneuter Verwendung:**  
Die Stabilität des Geräts kann in erheblichem Umfang beeinträchtigt sein, und die bei wiederholter Verwendung auftretenden Risiken für den Patienten und/oder den Benutzer wurden nicht untersucht.  
Die Beleuchtung ist eventuell nicht verfügbar.  
**WARNUNG:** Die Verwendung dieses Geräts in der Nähe oder in Kombination mit anderen Geräten sollte vermieden werden, da die ordnungsgemäße Funktion ansonsten beeinträchtigt sein könnte. Sollte ein Ersatz unter derartigen Bedingungen erforderlich sein, müssen die entsprechenden Geräte sowie das Spreizsystem aufmerksam überprüft werden, um sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß funktionieren.  
**⚠️ VORSICHT:** Verwendung nur durch geschulte Fachkräfte.  
**VORSICHT:** Laut den US-amerikanischen Gesetzen darf dieses Gerät nur von einem Arzt oder auf Anweisung eines Arztes verkauft werden.  
**VORSICHT:** Mobile Hochfrequenz-Kommunikationsgeräte (einschließlich peripherer Geräte wie Antennenkabel und externe Antennen) sollten bei ihrer Verwendung mindestens 30 cm (12 Zoll) von sämtlichen Teilen des ONETRAC-Systems sowie dem vom Hersteller spezifizierten Kabinett entfernt sein. Andernfalls kann es zu einer Leistungsminderung des Systems kommen.  
**VORSICHT:** Elektromagnetische Störungen können zu nicht wahrnehmbaren Schwankungen in der Lichtintensität der LED-Leuchte führen.

### Garantie

Weitere Garantiefinformationen finden Sie unter „Allgemeine Geschäftsbedingungen“ (Terms and Conditions) auf der Website [www.obpmedical.com](http://www.obpmedical.com).  
Benachrichtigen Sie OBP Medical sofort telefonisch oder per E-Mail über defekte Geräte.

## Symbol Descriptions: English

	Indicates conditions or practices that could lead to illness, injury, or death ("WARNING").
	Indicates conditions or practices that could damage the equipment or other property ("CAUTION").
	Consult instructions for Use
	Do not re-use, Single use device
	Do not re-sterilize
	Catalogue Number
	Lot Number
	Use By Date
	Manufacture Date
	Quantity
	Manufacturer's contact information
	Not made with natural rubber latex
	Fragile
	Temperature limit
	Humidity limitation
	For Professional Use
	Do not use if package is damaged
	Sterilized using ethylene oxide (only applicable to versions marked as sterile on unit packaging)
	TYPE BF APPLIED PART

### Indications for Use

The single-use lighted retractator is indicated for use to retract soft tissue in order to enhance exposure during surgical procedures.

### ⚠️ Warnings and Cautions

**WARNING:** Inspect each device for damage prior to use  
**WARNING:** When in transit or storage, device may be subject to damage beyond the control of the manufacturer or supplier.  
**WARNING:** Never use device with laser equipment.  
**WARNING:** Do not allow conductive instruments to contact LED's.  
**WARNING:** Treat used devices as bio hazardous infectious material. Dispose of used device in suitable disposal unit or in accordance with local regulations.  
**WARNING:** Devices are not compatible with gamma radiation or autoclave sterilization and should never be re-sterilized by any method.  
**WARNING:** No modification of this equipment is allowed  
**WARNING - Risk of reuse:**  
The strength of the device may be significantly compromised and the resulting risk to the patient and/or user is unknown.  
The light may not function properly.  
**CAUTION:** U.S. federal law restricts this device to sale by or on the order of a physician.  
**CAUTION:** Portable RF communications equipment (including peripherals such as antenna cables and external antennas) should be used no closer than 30 cm (12 inches) to any part of the ONETRAC, including cables specified by the manufacturer. Otherwise, degradation of the performance of this equipment could result.  
**CAUTION:** Electromagnetic disturbances may create imperceptible fluctuations in the intensity of the LED light.


### Warranty

Please visit [www.obpmedical.com](http://www.obpmedical.com) "Terms and Conditions" page for warranty information.  
OBP Medical should be notified immediately via phone or email of any defective units.


















**REF** C100110, C100140, C100150  
C100165, C100170, C100180  
C100190, C100300


**OBP Medical**  
360 Merrimack Street  
Building 9  
Lawrence, MA 01843 USA  
+1-978-291-6853  
[www.obpmedical.com](http://www.obpmedical.com)





## Sembol Açıklamaları: Türkçe

	Bu belgede, hastalığa, yaralanmaya veya ölüme yol açabilecek durumları veya uygulamaları belirtir ("UYARI").
	Bu belgede, ekipmana veya diğer eşyalara hasar verebilecek durumları veya uygulamaları belirtir ("DİKKAT").
	Kullanım Talimatlarına Bakın
	Yeniden kullanmayın, Tek kullanımlık cihaz
	Yeniden sterilize etmeyin
	Katalog Numarası
	Parti Numarası
	Son Kullanım Tarihi
	Üretim Tarihi
	Miktar
	Üreticinin iletişim bilgileri
	Doğal kauçuk lateksten üretilmemiştir
	Kıtırır
	Sıcaklık sınırı
	Nem sınırlaması
	Profesyonel Kullanım İçindir
	Ambalajı hasarlıysa kullanmayın

	Etilen oksit kullanılarak sterilize edilmiştir (yalnızca ünite ambalajında steril olarak işaretlenmiş versiyonlar için geçerlidir)
--	--

	TİP BF UYGULANAN PARÇA
--	------------------------

	
--	--

	
--	--

	
--	--

**Kullanım Endikasyonları**  
Tek kullanımlı ıgık retraktör, cerrahi prosedürler sırasında ekspozürü artırmak amacıyla yumuşak dokunun geri çekilmesi için endikedir.

**Uyarılar ve İkazlar**  
UYARI: Kullanımdan önce, her cihazı hasar açısından inceleyin UYARI: Taşıma veya depolama sırasında cihaz, üreticinin veya tedarikçinin kontrolü dışında hasara maruz kalabilir. UYARI: Cihaz asla lazer ekipmanını kullanmayın. UYARI: İletken aletlerin LED'ere temas etmesine izin vermeyin. UYARI: Kullanılmış cihazları, biyolojik tehlikeli enfeksiyöz madde olarak işleyin. Kullanılmış cihaz, uygun atık ünitesine veya yerel yönetmeliklere uygun olarak atın. UYARI: Cihazları gama radyasyonu veya otoklav sterilizasyonu ile uyumlu değildir ve asla herhangi bir yöntemle yeniden sterilize edilmemelidir. UYARI: Bu ekipmanda değişiklik yapılmasına izin verilmez UYARI - Yeniden kullanıma ilişkin riskler: Cihazın dayanıklılığı önemli ölçüde azalabilir ve hastada ve/veya kullanıcıda neden olabileceği riskler bilinmemektedir.


















UYARI: Bu ekipmanın diğer ekipmanlarla bittişik olarak veya üst üste konarak kullanılmasa önlenmelidir çünkü bu, hatalı çalışmaya neden olabilir. Böyle bir kullanım gerekiyorsa, bu ekipman diğer ekipman gözlemlenerek doğru çalışma doğrulanmalıdır. DİKKAT: Yalnızca eğitimli personel tarafından kullanılmalıdır. DİKKAT: ABD federal yasaları, bu cihazı yalnızca bir hekim tarafından veya hekimin talimatıyla satışa sunmaktadır. DİKKAT: Taşıyabilir RF iletişim ekipmanları (anten kabloları ve harici antenler gibi çevre birimleri dahil), üreticinin belirttiği kablolar dahil olmak üzere ONETRAC'ın herhangi bir parçasına 30 cm'den (12 inç) daha yakın kullanılmamalıdır. Aksi takdirde, bu ekipmanın performansı düşebilir. DİKKAT: Elektromanyetik bozulmalar LED ışığının şiddetinde gidilenmeyen dalgalanmalar oluşturabilir.


**Garanti**  
Garanti bilgileri için lütfen www.obpmedical.com "Şartlar ve Koşullar" sayfasını ziyaret edin. Defolu üniteler telefon veya e-posta yoluyla derhal OBP Medical'a bildirilmelidir.


Garanti bilgileri için lütfen www.obpmedical.com "Şartlar ve Koşullar" sayfasını ziyaret edin.

Defolu üniteler telefon veya e-posta yoluyla derhal OBP Medical'a bildirilmelidir.

## Description des symboles : Français

	Ce document indique les conditions ou les pratiques susceptibles de provoquer une maladie, une blessure ou la mort (« <span> </span> AVERTISSEMENT <span> </span> »).
	Ce document indique les conditions ou les pratiques susceptibles d'endommager les équipements ou autres biens (« <span> </span> ATTENTION <span> </span> »).
	Consulter les instructions d'utilisation
	Ne pas réutiliser, dispositif à usage unique
	Ne pas restériliser
	Numéro de référence
	Numéro de lot
	Date de péremption
	Date de fabrication
	Quantité
	Coordonnées du fabricant
	N'est pas fabriqué à partir de latex de caoutchouc naturel
	Fragile
	Limite de température
	Limite d'humidité
	À usage professionnel
	Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé

	Stérilisation par oxyde d'éthylène (applicable uniquement aux versions dont l'emballage indique que l'appareil est stérile)
---	---


















	PARTIE APPLIQUÉE DE TYPE BF
---	-----------------------------


**Instructions d'utilisation**  
L'écarteur chirurgical éclairé à usage unique est indiqué pour écarter les tissus mous afin d'améliorer l'exposition durant les interventions chirurgicales.

**Avertissements et précautions**  
AVERTISSEMENT : Contrôler l'absence de tout dommage sur chaque dispositif avant utilisation. AVERTISSEMENT : Durant le transport ou le stockage, le dispositif peut subir des dommages échappant au contrôle du fabricant ou du fournisseur. AVERTISSEMENT : Ne jamais utiliser le dispositif avec un équipement laser. AVERTISSEMENT : Ne pas placer instruments conducteurs en contact avec les LED. AVERTISSEMENT : Traiter les dispositifs usagés comme du matériel infectueux présentant un risque biologique. Mettre les dispositifs usagés au rebut dans une unité d'élimination des déchets appropriée ou conformément aux réglementations locales. AVERTISSEMENT : Les dispositifs ne sont pas compatibles avec la stérilisation par rayonnement gamma ou autoclave, et ne doivent jamais être restérilisés par quelque méthode que ce soit. AVERTISSEMENT : Aucune modification de cet équipement n'est autorisée. AVERTISSEMENT – Risque lié à une réutilisation : La résistance du dispositif peut être sérieusement compromise entraînant un risque indéterminé pour le patient et/ou l'utilisateur. L'éclairage risque de ne pas fonctionner correctement. AVERTISSEMENT : Il convient d'éviter toute utilisation de cet équipement à proximité ou posé sur d'autres équipements, car cela pourrait entraîner des dysfonctionnements. Si une telle utilisation est requise, il est nécessaire d'observer l'ensemble des équipements pour vérifier qu'ils fonctionnent normalement. ATTENTION : À usage exclusif de professionnels dûment formés. ATTENTION : La loi fédérale des États-Unis autorise la vente de ce dispositif que par un médecin ou sur ordonnance d'un médecin. ATTENTION : Dispositifs de communication RF portables L'équipement (y compris les périphériques comme les câbles d'antenne et les antennes externes) ne doit pas être utilisé à moins de 30 cm d'un élément de l'ONETRAC, y compris les câbles spécifiés par le fabricant, afin d'éviter toute dégradation de ses performances. ATTENTION : Des perturbations électromagnétiques pourraient créer des fluctuations imperceptibles au niveau de l'intensité de l'éclairage DEL.

**Garantie**  
Consultez la page relative aux Conditions générales à l'adresse www.obpmedical.com pour obtenir des informations sur la garantie. Tout appareil détectueux doit être immédiatement signalé à OBP Medical par téléphone ou via e-mail.

## Descrições dos símbolos: Português

	Neste documento, estão indicadas condições ou práticas que podem causar doença, lesão ou morte ("ADVERTÊNCIA").
	Neste documento, estão indicadas condições ou práticas que podem causar danos ao equipamento ou outra propriedade ("CUIDADO").
	Consulte as instruções de uso
	Não reutilize, dispositivo descartável
	Não re-esterilize
	Número no catálogo
	Número do lote
	Usar até
	Data de fabricação
	Quantidade
	Informações de contato do fabricante
	Não é fabricado com látex de borracha natural
	Frágil
	Limite de temperatura
	Limite de umidade
	Para uso profissional
	Não use se o pacote estiver danificado

	Esterilizado usando óxido de etileno (aplicável somente para versões marcadas como estéreis na embalagem unitária)
---	--


















	PARTE TIPO B.F. APLICADA
---	--------------------------


**Indicações de uso**  
O retrator iluminado descartável é indicado para retrair o tecido mole para melhorar a exposição durante os procedimentos cirúrgicos.


**Advertências e precauções**  
AVISO: Antes de usar, inspecione cada dispositivo para verificar se não há danos. AVISO: Durante o transporte ou quando armazenado, o dispositivo pode estar sujeito a danos que fogem do controle do fabricante ou fornecedor. AVISO: Nunca use o dispositivo com equipamentos a laser. AVISO: Não permita que instrumentos condutores toquem os LEDs. AVISO: Trate os dispositivos usados como material biológico infeccioso e perigoso. Elimine os dispositivos usados em uma unidade de eliminação adequada ou de acordo com os regulamentos locais. AVISO: Os dispositivos não são compatíveis com radiação gama nem com esterilização por autoclave e nunca devem ser re-esterilizados por nenhum método. AVISO: Não é permitida nenhuma modificação neste equipamento. AVISO - Risco de reutilização: A resistência do dispositivo pode ficar significativamente comprometida e o risco resultante para o paciente e/ou usuário é desconhecido. A luz pode não funcionar corretamente. AVISO: Deve-se evitar o uso deste produto ao lado ou empilhado com outros equipamentos, pois pode resultar em operação incorreta. Se esse uso for necessário, deve-se observar esse equipamento e os demais para verificar se estão funcionando normalmente. AVISO: Deve ser usado somente por profissionais treinados. CUIDADO: A legislação federal dos EUA restringe a venda deste dispositivo para médicos ou por ordem de um médico. CUIDADO: Equipamento portátil de comunicação RF (incluindo periféricos, como cabos para antenas e antenas externas) não deve ser usado a menos de 30 cm (12 polegadas) de qualquer outra parte do ONETRAC, incluindo os cabos especificados pelo fabricante. Caso contrário, pode haver degradação do desempenho do equipamento. CUIDADO: A interferência eletromagnética pode criar flutuações imperceptíveis na intensidade da luz de LED.

**Garantia**  
Visite www.obpmedical.com e consulte a página de "Termos e condições" para ver as informações de garantia. Em caso de unidades com defeito, notifique imediatamente o OBP Medical por telefone ou e-mail.

## Descrizioni dei simboli: Italiano

	In questo documento, indica condizioni o procedure che possono causare malattie, lesioni o decesso ("AVVERTENZA").
	In questo documento, indica condizioni o procedure che possono danneggiare le attrezzature o altre proprietà ("ATTENZIONE").
	Consultare le istruzioni per l'uso
	Non riutilizzare, dispositivo monouso
	Non ristilizzare
	Numero di catalogo
	Numero di lotto
	Data di scadenza
	Data di produzione
	Quantità
	Informazioni di contatto del produttore
	Non contiene lattice in gomma naturale
	Fragile
	Intervallo di temperatura
	Intervallo di umidità
	Per uso professionale
	Non usare se la confezione è danneggiata

	Sterilizzato mediante ossido di etilene (applicabile solo a versioni contrassegnate come sterili sulla confezione)
---	--

	PARTE APPLICATA DEL TIPO BF
---	-----------------------------

**Indicazioni per l'uso**  
Il retrattore illuminato monouso è indicato per ritirare il tessuto molle allo scopo di ottimizzare l'esposizione durante le procedure chirurgiche.

**Avvertenze e precauzioni**  
AVVERTENZA: verificare la presenza di danni sul singolo dispositivo prima dell'uso AVVERTENZA: durante il trasporto o la conservazione, il dispositivo può essere soggetto a danni non imputabili al produttore o al fornitore. AVVERTENZA: non usare il dispositivo con attrezzature laser. AVVERTENZA: non lasciare che strumenti conduttivi vengano a contatto con i LED. AVVERTENZA: trattare i dispositivi usati come materiale infettivo biologicamente pericoloso. Smanire i dispositivi usati in unità di smaltimento idonee o in conformità alle normative locali. AVVERTENZA: I dispositivi non sono compatibili con la sterilizzazione mediante radiazioni gamma o in autoclave e non devono essere ristilizzati in nessun modo. AVVERTENZA: non sono consentite modifiche all'attrezzatura AVVERTENZA - Rischio di rutilizzo: la resistenza del dispositivo potrebbe risultare notevolmente compromessa e il rischio conseguente per il paziente e/o l'utente non è noto. L'illuminazione potrebbe non funzionare correttamente. AVVERTENZA: L'uso di attrezzature adiacenti o sovrapposte su altre attrezzature deve essere evitato perché può comportare un funzionamento scorretto. Nel caso in cui fosse necessario utilizzarla in tal modo, l'attrezzatura in questione e le altre attrezzature devono essere tenute sotto osservazione per verificarne il regolare funzionamento. ATTENZIONE: ad uso esclusivo di personale addestrato. ATTENZIONE: in base alle leggi federali degli Stati Uniti questo dispositivo può essere venduto esclusivamente su prescrizione medica. ATTENZIONE: Le attrezzature per comunicazioni RF portatili (incluse periferiche come cavi per antenne e antenne esterne) devono essere utilizzati a distanza superiore ai 30 cm (12 pollici) da qualsiasi parte del ONETRAC, inclusi i cavi indicati dal produttore. Altrimenti, possono deteriorarsi le prestazioni dell'attrezzatura. ATTENZIONE: Disturbi elettromagnetici possono creare fluttuazioni impercettibili nell'intensità della luce LED.

**Garanzia**  
Visitare la pagina "Termini e condizioni" del sito www.obpmedical.com per informazioni sulla garanzia. Eventuali prodotti difettosi devono essere segnalati a OBP Medical tramite telefono o email.

	
---	--

	
---	--

	
---	--

	
---	--

	
---	--

	
---	--


	
---	--

	
---	--

	
---	--

	
---	--

	
---	--















	
---	--

	
---	--

	
---	--

	
---	--

**Indicazioni per l'uso**  
Il retrattore illuminato monouso è indicato per ritirare il tessuto molle allo scopo di ottimizzare l'esposizione durante le procedure chirurgiche.

Conforms to: IEC 60601-1:2005, IEC 60601-1-2, CLASS A GROUP 1.

Patent information available at: [www.obpmedical.com/patents](http://www.obpmedical.com/patents)

PL-10-0113 REV J