




# ONETRAC™ LXS Yankauer

**REF C110200, C110210, C110220**



## English

- Contains two (2) non-rechargeable Li-metal batteries. Dispose of batteries in accordance with local hazardous waste regulations/requirements.
- Do not reuse, single-use device
- Catalog number
- Lot number
- Use by date
- Date of manufacture and country of manufacture
- Quantity
- Manufacturer
- Fragile during transport and storage
- Temperature storage limit
- Humidity storage limit
- Do not use if package is damaged and consult IFU
- Sterilized using ethylene oxide
- Type BF applied part, internally powered ME equipment
- Keep dry during transport and storage
- Medical device
- Unique device identifier
- Size/model
- Consult Instructions for Use
- Do not resterilize
- Single sterile barrier system
- Single sterile barrier system with protective packaging outside
- Authorized representative in the European Community/ European Union
- IPX2

**Product overview:** ONETRAC LXS Yankauer is a single-use suction device with integrated cordless radial LED light source. ONETRAC LXS Yankauer is a handheld instrument that provides aspiration from the surgical field (essential performance) when attached to a vacuum source and provides illumination to the surgical site when the integrated lighting feature is turned on. The ONETRAC LXS Yankauer is available in multiple tip configurations and is provided with a stylet. It is a single-use device provided sterile and is not intentionally manufactured using natural rubber latex. Once the device is illuminated, the device provides a minimum of 180 minutes of continuous illumination. The device is intended for use only by qualified medical personnel possessing professional training in the surgical procedures being performed, while in a surgical suite/operating room with a maximum operating temperature (local ambient temperature) up to 25° C. The indirect clinical benefit intended is enhanced visibility in the surgical pocket.

**Intended Use/Purpose and indications for Use:** Single-use, disposable hand tool with an integrated LED light used for sub cutaneous suction in surgical procedures.

- Instructions Prior to Use**
1. Inspect sterile barrier for damage – if the sterile barrier packaging is damaged do not use and source a new device.
  2. Confirm activator tab (A) is only partially inserted into the handle while device is sealed in the sterile barrier - if activator tab is depressed into the handle within the sealed sterile packaging do not use and source a new device.
  3. Confirm stylet is packaged inside the sterile barrier with the device - if stylet is not packaged with the device, do not use and source a new device.
  4. Inspect each device for damage - if device is damaged do not use and source a new device.
  5. Confirm expiry date prior to use - if current date is beyond the expiry date, do not use and source a new device.
  6. Confirm device functionality according to instructions for use - if device is defective, do not use and source a new device.

WARNING: If EtO indicator sticker is RED or if the sterile barrier packaging is damaged, contents may not be sterile. Do not resterilize.  
WARNING: If used beyond expiry date, contents may no longer be sterile. Do not resterilize.  
WARNING: Use of a damaged device may result in patient or user injury.

## Deutch

- Instructions For Use**
1. **Battery Activation:** Depress colored activator tab (A) into handle, do not remove from handle.
  2. **Lighting:** Before using the device, confirm LED turns on by pressing the black on/off button (B). If illumination is intermittent or does not turn on, retrieve a new device. When device illumination slowly turns off and on autonomously, the batteries are fully depleted. Turn off light when not in use to preserve battery life.
  3. **Suction:** Attach suction tubing (not included) by press-fitting the female tubing connector onto the suction port (C) on the handle. Confirm the tubing is securely attached to the port (C), and confirm vacuum power at distal suction tip before use. Use included stylet to unclog rigid suction cannula if necessary. **WARNING:** If device cannot be unclogged, source a new device.
  4. **Battery Disposal after use:** Prior to disposal of device, with battery door facing downward, open the battery door by pressing on the latch (D) and by lifting the battery door away from the handle. Continue to lift the battery door until the batteries are sitting within the battery door. Tilt the battery door until the batteries fall out of the battery door and into the battery disposal container. Dispose of lithium primary batteries according to state and local regulations and/or facility procedures.
- WARNING: Exercise caution while dissecting around the device. Direct contact with an electrosurgical instrument may cause physical damage to the device or the patient.  
WARNING: Applying excessive force to tissue with APPLIED PART (F) may result in tissue damage and/or device breakage. In case of device breakage during use, ensure no fragments or batteries remain in patient and retrieve a new device.  
WARNING: Unauthorized modification of the device (for example-reprocessing, replacing battery, or re-sterilizing) may cause damage to the battery resulting in chemical burns or fire/explosion and may result in a non-sterile device.  
WARNING: Improper disposal of used device may lead to spread of infection.  
WARNING: Use of this equipment adjacent to or stacked with other equipment should be avoided because it could result in improper operation. If such use is necessary, this equipment and the other equipment should be observed to verify that they are operating normally.  
WARNING: Portable RF communications equipment (including peripherals such as antenna cables and external antennas) should be used no closer than 30 cm (12 inches) to any part of the ONETRAC LXS. Otherwise, degradation of the performance of the ONETRAC LXS could result.  
WARNING: Do not remove sterile device tray from protective unit box until use. Preemptive removal may result in damage to sterile barrier which may cause patient infection.  
CAUTION: Do not submerge device in fluid, as this may result in loss of light function.  
CAUTION: In case of loss of illumination during use, retrieve alternative light source.  
CAUTION: Possibly hazardous optical radiation emitted from the LEDs. Do not stare at the LEDs while on as this may be harmful to the eye.  
CAUTION: In extreme cases, electromagnetic disturbances may cause the light to turn OFF. To turn the light back ON, press the ON/OFF button.
- Any serious incident that has occurred in relation to the device should be reported to the manufacturer and the competent authority of the Member State in which the user and/or patient is established.
- Conforms to IEC 60601-1:2005,IEC 60601-1-2:2014, INTERNALLY POWERED ME EQUIPMENT; CISPR 11 CLASS A, GROUP 1
- Warranty Disclaimer**
- obp products are provided "as is" and without warranties of any kind, whether express or implied. To the fullest extent permissible pursuant to applicable law, obp disclaims all warranties, express or implied, including, but not limited to, implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose and non-infringement. Notwithstanding the aforementioned, obp will warranty against manufacturer defects for single-use devices used prior to their expiration date. The above limitations are in full effect within states where such warranties are permitted.

- Enthält zwei (2) nicht wiederaufladbare Li-Metal-Batterien. Entsorgen Sie die Batterien in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Nicht wiederverwenden, Einwegprodukt
- Katalognummer
- Losnummer
- Haltbarkeitsdatum
- Herstellungsdatum und -land
- Menge
- Hersteller
- Zerbrechlich bei Transport und Lagerung
- Temperaturgrenzwert für Lagerung
- Luftfeuchtigkeitsgrenzwert für Lagerung
- Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist und die Gebrauchsanweisung beachten
- Mit Ethylenoxid sterilisiert
- Anwendungsteil von Typ BF, intern gespeistes ME-Gerät
- Trocken halten bei Transport und Lagerung
- Medizinprodukt
- Eindeutige Gerätekennzeichnung
- Größe/Modell
- Gebrauchsanweisung beachten
- Nicht erneut sterilisieren
- Einzelnes Sterilbarriersystem
- Einzelnes Sterilbarriersystem mit Schutzverpackung außen
- Bevollmächtigter Vertreter in der Europäischen Gemeinschaft/ Europäischen Union
- Senkrecht fallende Tropfen: keine schädlichen Auswirkungen, wenn das Gehäuse in einem beliebigen Winkel von bis zu 15° auf beiden Seiten der Senkrechten geneigt wird

**Produktübersicht:** ONETRAC LXS Yankauer ist ein Einweg-Sauggerät mit integrierter kabelloser radialer LED-Lichtquelle. ONETRAC LXS Yankauer ist ein von Hand gehaltenes Instrument, welches das Operationsfeld absaugt (wesentliches Leistungsmerkmal), wenn es an eine Vakuumquelle angeschlossen ist, und das Operationsfeld beleuchtet, wenn die integrierte Beleuchtung eingeschaltet ist. Der ONETRAC LXS Yankauer ist in verschiedenen Spitzenkonfigurationen erhältlich und wird mit einem Mandrin geliefert. Es handelt sich um ein steriles Einwegprodukt, das absichtlich nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt wird. Sobald das Gerät beleuchtet ist, leuchtet es mindestens 180 Minuten lang ununterbrochen. Das Gerät ist nur für die Verwendung durch qualifiziertes medizinisches Personal bestimmt, das in den durchzuführenden chirurgischen Verfahren geschult ist, und zwar in einem Operationsaal mit einer maximalen Betriebstemperatur (lokale Umgebungstemperatur) von bis zu 25° C. Der beabsichtigte indirekte klinische Nutzen ist die verbesserte Sicht in der chirurgischen Tasche.

**Bestimmungsgemäßer Gebrauch/Zweck und Indikationen für den Gebrauch:** Handinstrument zum einmaligen Gebrauch mit integriertem LED-Licht für die subkutane Absaugung bei chirurgischen Eingriffen.

- Anweisungen vor der Verwendung**
1. Überprüfen Sie die Sterilbarriere auf Beschädigungen – wenn die Verpackung der Sterilbarriere beschädigt ist, benutzen Sie das Gerät nicht und verwenden Sie ein neues.
  2. Vergewissern Sie sich, dass die Aktivierungsglasche (A) nur teilweise in den Griff eingeführt ist, während das Gerät in der Sterilbarriere versiegelt ist – wenn die Aktivierungsglasche in der versiegelten Sterilverpackung in den Griff eingedrückt ist, benutzen Sie das Gerät nicht und verwenden Sie ein neues.
  3. Vergewissern Sie sich, dass der Mandrin zusammen mit dem Gerät in der Sterilbarriere verpackt ist. Wenn der Mandrin nicht mit dem Gerät verpackt ist, benutzen Sie das Gerät nicht und verwenden Sie ein neues.
  4. Untersuchen Sie jedes Gerät auf Schäden – wenn das Gerät beschädigt ist, benutzen Sie das Gerät nicht und verwenden Sie ein neues.
  5. Vergewissern Sie sich vor der Verwendung des Geräts, ob das Verfallsdatum abgelaufen ist. Wenn das Verfallsdatum überschritten ist, benutzen Sie das Gerät nicht und verwenden Sie ein neues.
  6. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät gemäß der Gebrauchsanweisung funktioniert – wenn das Gerät defekt ist, benutzen Sie das Gerät nicht und verwenden Sie ein neues.

- WARNING: Wenn der EtO-Indikator ROT ist oder die Sterilbarriereverpackung beschädigt ist, ist der Inhalt möglicherweise nicht steril. Nicht erneut sterilisieren.
- WARNING: Bei Verwendung nach Ablauf des Verfallsdatums kann der Inhalt nicht mehr steril sein. Nicht erneut sterilisieren.
- WARNING: Die Verwendung eines beschädigten Geräts kann zu Verletzungen des Patienten oder des Benutzers führen.
- 1. **Batterie-Aktivierung:** Drücken Sie die farbige Aktivierungsglasche (A) in den Griff, nehmen Sie sie nicht vom Griff ab.
  2. **Beleuchtung:** Bevor Sie das Gerät benutzen, vergewissern Sie sich, dass die LED leuchtet, indem Sie die schwarze Ein/Aus-Taste (B) drücken. Wenn die Beleuchtung nur sporadisch leuchtet oder sich nicht einschaltet, verwenden Sie ein neues Gerät. Wenn sich die Beleuchtung des Geräts langsam aus- und wieder einschaltet, sind die Batterien vollständig leer. Schalten Sie das Licht aus, wenn Sie es nicht benutzen, um den Akku zu schonen.
  3. **Absaugung:** Befestigen Sie den Absaug Schlauch (nicht im Lieferumfang enthalten), indem Sie den weiblichen Schlauchanschluss auf den Rauchabsauganschluss (C) am Griff drücken. Vergewissern Sie sich, dass der Schlauch fest mit dem Anschluss (C) verbunden ist, und kontrollieren Sie vor der Verwendung die Vakuumleistung an der distalen Saugspitze. Falls erforderlich benutzen Sie den mitgelieferten Mandrin um Verstopfungen der starren Absaugkanüle zu lösen. **WARNING:** Wenn sich die Verstopfung des Geräts nicht beseitigen lässt, verwenden Sie ein neues.
  4. **Entsorgen der Batterie nach Gebrauch:** Bevor Sie das Gerät entsorgen, öffnen Sie das Batteriefach, indem Sie auf den Riegel (D) drücken und das Batteriefach vom Griff abheben. Heben Sie den Batteriefachdeckel weiter an, bis die Batterien im Batteriefach liegen. Kippen Sie das Batteriefach, bis die Batterien aus dem Batteriefach in den Batterieentsorgungsbehälter fallen. Entsorgen Sie Lithium-Primärzellen gemäß den staatlichen und örtlichen Vorschriften und/oder den Verfahren der Einrichtung.
- WARNING: Seien Sie vorsichtig, wenn Sie um das Gerät herum sezieren. Der direkte Kontakt mit einem elektrochirurgischen Instrument kann zu physischen Schäden am Gerät oder am Patienten führen.
- WARNING: Wenn Sie mit dem ANWENDUNGSTEIL VOM TYP (F) übermäßige Kraft auf das Gewebe ausüben, kann dies zu Gewebeschäden und/oder zum Bruch des Geräts führen. Sollte das Gerät während der Anwendung zerbrechen, vergewissern Sie sich, dass keine Fragmente oder Batterien im Patienten verbleiben und verwenden Sie ein neues Gerät.
- WARNING: Eine unbefugte Veränderung des Geräts (z. B. Wiederaufbereitung, Austausch der Batterie oder erneute Sterilisation) kann die Batterie beschädigen und zu Verätzungen oder Feuer/Explosion führen und ein unsteriles Gerät zur Folge haben.
- WARNING: Eine unsachgemäße Entsorgung des benutzten Geräts kann zur Verbreitung von Infektionen führen.
- WARNING: Es sollte vermieden werden, das Gerät neben oder übereinander zusammen mit anderen Geräten zu verwenden, da dies zu einer Fehlfunktion führen könnte. Wenn eine solche Verwendung notwendig ist, sollten dieses Gerät und die anderen Geräte beobachtet werden um zu überprüfen, ob sie normal funktionieren.
- WARNING: Tragbare HF-Kommunikationsgeräte (einschließlich Peripheriegeräte wie Antennenkabel und externe Antennen) sollten nicht näher als 30 cm (12 Zoll) an irgendeinem Teil des ONETRAC LXS verwendet werden. Andernfalls kann es zu einer Beeinträchtigung der Leistung des ONETRAC LXS kommen.
- WARNING: Nehmen Sie die Steriltuschale erst nach Gebrauch aus der Schutzverpackung. Eine vorzeitige Entfernung kann zu einer Beschädigung der sterilen Barriere führen, die eine Infektion des Patienten verursachen kann.
- VORSICHT: Tauchen Sie das Gerät nicht in Flüssigkeit ein, da dies zu einem Verlust der Lichtfunktion führen kann.
- VORSICHT: Falls die Beleuchtung während der Benutzung ausfällt, verwenden Sie eine alternative Lichtquelle.
- VORSICHT: Möglicherweise gefährliche optische Strahlung, die von den LEDs ausgeht. Schauen Sie nicht in die LEDs, wenn sie eingeschaltet sind, da dies schädlich für die Augen sein kann.
- VORSICHT: In extremen Fällen können elektromagnetische Störungen dazu führen, dass sich das Licht ausschaltet. Um das Licht wieder einzuschalten, drücken Sie die Ein/Aus- Taste (B).

Jeder schwerwiegende Zwischenfall, der im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetreten ist, sollte dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder Patient ansässig ist, gemeldet werden.

Entspricht IEC 60601-1:2005, IEC 60601-1-2:2014, INTERNETRIEBENE MESSGERÄTE; CISPR 11 KLASSE A, GRUPPE 1

**Gewährleistungsausschluss**

obp-Produkte werden „wie besehen“ und ohne jegliche ausdrückliche oder stillschweigende Garantie zur Verfügung gestellt. Soweit nach geltendem Recht zulässig, lehnt obp alle ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien ab, einschließlich, aber nicht beschränkt auf stillschweigende Garantien der Marktgängigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck sowie der Nichtverletzung von Rechten Dritter. Ungeachtet dessen übernimmt obp die Garantie für Herstellerdefekte bei Einwegprodukten, die vor ihrem Verfallsdatum verwendet werden. Die oben genannten Einschränkungen gelten in vollem Umfang in Staaten, in denen solche Garantien zulässig sind.

## Español

- Contiene dos (2) baterías de metal de litio no recargables. Deseche las baterías de acuerdo con las normas y requisitos locales sobre residuos peligrosos.
- No reutilizar, dispositivo de un solo uso
- Número de catálogo
- Número de lote
- Fecha de consumo preferente
- Fecha de fabricación y país de fabricación
- Cantidad
- Fabricante
- Frágil durante el transporte y el almacenamiento
- Límite de temperatura de almacenamiento
- Límite de humedad de almacenamiento
- No utilizar si el embalaje está dañado y consulte las IFU
- Esterilizado por óxido de etileno
- Parte aplicada tipo BF, equipo ME alimentado internamente
- Mantener seco durante el transporte y el almacenamiento
- Dispositivo médico
- Identificador de dispositivo único
- Tamaño/modelo
- Consulte las instrucciones de uso
- No esterilizar de nuevo
- Sistema de barrera estéril simple
- Sistema de barrera estéril simple con embalaje protector exterior
- Representante autorizado en la Comunidad Europea / Unión Europea
- IPX2

**Descripción del producto:** ONETRAC LXS Yankauer es un dispositivo de succión de un solo uso con fuente de luz LED radial inalámbrica integrada. ONETRAC LXS Yankauer es un dispositivo portátil que proporciona aspiración del campo quirúrgico (rendimiento esencial) cuando se conecta a una fuente de vacío e iluminación del área quirúrgica si la función de iluminación integrada está encendida y evacuación de humo del campo quirúrgico si se conecta a una fuente de vacío. El ONETRAC LXS Yankauer está disponible en múltiples configuraciones de punta y se proporciona con un estilete. Se trata de un dispositivo de un solo uso que se proporciona estéril y no se fabrica intencionalmente con látex de caucho natural. Cuando el dispositivo está iluminado, proporciona un mínimo de 180 minutos de iluminación continua. El dispositivo está destinado para el uso exclusivo de personal médico cualificado que posea capacitación profesional en los procedimientos quirúrgicos que se están realizando, mientras se encuentra en un quirófano/sala de operaciones con una temperatura máxima de operación (temperatura ambiente local) de hasta 25° C. El beneficio clínico indirecto que se pretende es una mayor visibilidad en el bolsillo quirúrgico.

**Uso previsto/finalidad e indicaciones de uso:** Herramienta manual desechable de un solo uso con luz LED integrada, utilizada para la aspiración subcutánea en procedimientos quirúrgicos.

- Instrucciones antes del uso**
1. Inspeccione la barrera estéril en busca de daños; si el embalaje de la barrera estéril está dañado, no lo use y utilice un dispositivo nuevo.
  2. Confirme que la pestaña del activador (A) esté solo parcialmente insertada en el mango mientras el dispositivo está sellado en la barrera estéril; si la pestaña del activador está presionada hacia el interior del mango dentro del embalaje estéril sellado, no lo use y utilice un dispositivo nuevo.
  3. Confirme que el estilete esté envasado dentro de la barrera estéril con el dispositivo; si el estilete no está envasado junto con el dispositivo, no lo use y utilice un dispositivo nuevo.
  4. Inspeccione cada dispositivo en busca de daños; si el dispositivo está dañado, no lo use y utilice un dispositivo nuevo.
  5. Confirme la fecha de caducidad antes de usarlo; si la fecha actual es posterior a la fecha de caducidad, no lo use y utilice un dispositivo nuevo.
  6. Confirme la funcionalidad del dispositivo de acuerdo con las instrucciones de uso; si el dispositivo está defectuoso, no lo use y utilice un dispositivo nuevo.

**ADVERTENCIA:** Si la etiqueta indicadora de EtO es de color ROJO o si el embalaje de la barrera estéril está dañado, es posible que el contenido no sea estéril. No esterilizar de nuevo.  
**ADVERTENCIA:** Si se usa pasada la fecha de caducidad, es posible que el contenido ya no sea estéril.  
**ADVERTENCIA:** El uso de un dispositivo dañado puede provocar lesiones al paciente o al usuario.

**Instrucciones de uso**

1. **Activación de la batería** Presione la lengüeta de color del activador de las baterías (A) hacia el interior del mango, no la retire del mango.
2. **Iluminación:** Antes de usar el dispositivo, confirme que el LED se enciende presionando el botón negro de encendido/apagado (B). Si la iluminación es intermitente o no se enciende, cambie a un dispositivo nuevo. Cuando la iluminación del dispositivo se apaga y se enciende lentamente de forma autónoma, las baterías están completamente agotadas. Apague la luz cuando no esté en uso para preservar la vida útil de las baterías.
3. **Succión:** Conecte el tubo de succión (no incluido) presionando el conector hembra del tubo sobre el puerto de succión (C) situado en el mango. Confirme que el tubo está conectado de forma segura al puerto (C) y confirme la potencia de vacío en la punta de succión distal antes de usarlo. Use el estilete que se incluye para deslazar la cánula de succión rígida si fuera necesario. **ADVERTENCIA:** Si el dispositivo no se puede desobstruir, consiga un dispositivo nuevo.
4. **Eliminación de la batería tras su uso:** Antes de desechar el dispositivo, colocando la tapa de la batería hacia abajo, ábrala presionando el pestillo (D) y levantándola del mango. Continúe levantando la tapa de la batería hasta que las baterías se asienten en el interior de la tapa. Incline la puerta de la batería hasta que las baterías caigan fuera en el contenedor de eliminación de baterías. Deseche las baterías de litio primario de acuerdo con las normativas estatales y locales, así como con los procedimientos del establecimiento.

**ADVERTENCIA:** Tenga cuidado al diseccionar alrededor del dispositivo. El contacto directo con un instrumento electroquirúrgico puede causar daños físicos al dispositivo o al paciente.  
**ADVERTENCIA:** si se aplica una fuerza excesiva al tejido con la PARTE APLICADA (F) se pueden provocar daños al tejido o la rotura del dispositivo. En caso de que el dispositivo se rompa durante su uso, asegúrese de que no queden fragmentos ni baterías en el paciente y utilice un dispositivo nuevo.  
**ADVERTENCIA:** La modificación no autorizada del dispositivo (por ejemplo, el procesamiento, el cambio de las baterías o la reesterilización) puede dañar las baterías y producir quemaduras químicas o fuego/explosión y puede hacer que el dispositivo deje de ser estéril.  
**ADVERTENCIA:** La eliminación incorrecta de un dispositivo usado puede provocar la propagación de infecciones.  
**ADVERTENCIA:** Debe evitarse el uso de este equipo apilado con otros equipos, o junto a estos, dado que podría provocar un funcionamiento incorrecto. Si dicho uso es necesario, se deben vigilar este equipo y los otros equipos para verificar que funcionan con normalidad.  
**ADVERTENCIA:** Los equipos de comunicación por RF portátiles (incluidos los periféricos, como cables de antena y antenas externas) no deben utilizarse a menos de 30 cm (12 pulgadas) de cualquier parte del ONETRAC LXS. De lo contrario, podría producirse una reducción del rendimiento de ONETRAC LXS.  
**ADVERTENCIA:** No retire la bandeja del dispositivo estéril de la caja protectora de la unidad hasta su uso. Una extracción antes de tiempo puede dañar la barrera estéril, lo que puede causar una infección en el paciente.  
**PRECAUCIÓN:** No sumerja el dispositivo en líquido, lo que podría provocar la pérdida de la función de iluminación.  
**PRECAUCIÓN:** En caso de pérdida de iluminación durante el uso, busque una fuente de luz alternativa.  
**PRECAUCIÓN:** Los LED pueden emitir radiación óptica potencialmente peligrosa. No mire fijamente los LED mientras están encendidos, dado que podrían dañar los ojos.  
**PRECAUCIÓN:** En casos extremos, las perturbaciones electromagnéticas pueden causar que la luz se apague. Para volver a encender la luz, presione el botón de encendido/apagado.

Cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con el dispositivo se debe comunicar al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que reside el usuario y/o paciente.

Cumple las normas IEC 60601-1:2005, IEC 60601-1-2:2014 para EQUIPOS ME CON ALIMENTACIÓN INTERNA; CISPR 11 CLASE A, GRUPO 1

**Exclusión de garantías**

Los productos de obp se facilitan "tal cual" y sin garantías de ningún tipo, ya sean expresas o implícitas. En la máxima medida que permita la ley vigente, obp renuncia a todas las garantías, expresas o implícitas, incluidas, entre otras, las garantías implícitas de comerciabilidad e idoneidad para un propósito particular y no infracción. Sin perjuicio de lo anterior, obp garantizará frente a defectos de fabricación los dispositivos de un solo uso utilizados antes de su fecha de caducidad. Las limitaciones anteriores están en pleno vigor y efecto dentro de los estados en los que se permitan dichas garantías.

